

Anticorps Monoclonal Anti-Cd13/Anpep Pour Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P15144

Numéro d'article: CM0003503



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD13/ANPEP validé pour WB, IHC-P, FC, ELISA ; immunogène CD13 humain recombinant (aa 69-967) ; 110 kDa ; pour utilisation diagnostique et de recherche ciblant l'aminopeptidase N.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD13/ANPEP de lapin
Remarques / Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	290
GeneID	290
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 69-967 de la protéine humaine CD13/ANPEP (NP_001141.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15144
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace