

Anticorps Polyclonal Anti-Cd13/Anpep Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15144

Numéro d'article: CM0030363



Introduction

Le CD13/ANPEP Rabbit pAb est un anticorps polyclonal ciblant l'aminopeptidase N. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Utile pour l'étude de la digestion protéique, l'angiogenèse et les mécanismes d'infection virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD13/ANPEP Rabbit pAb
Remarques / Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	290
ID du gène	290
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 668-967 de la protéine humaine CD13/ANPEP (NP_001141.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15144
Poids de la protéine	110 kDa
Expédition	Sac de glace