


Anticorps Monoclonal Anti-Cd14 Pour If/Icc, Ihc, Elisa - P08571

Numéro d'article: CM0003506



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD14 humain, adapté pour l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Un outil essentiel pour l'étude de l'immunité innée, de la signalisation LPS et de la biologie des monocytes/macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD14 Lapin mAb
Remarques/Alias	CD14
Espèce	Humain
GeneID	929
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-350 du CD14 humain (P08571)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08571
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace