


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd14 Pour Wb - P10810

Numéro d'article: CM0009848



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD14 de souris validé pour WB, FC et ELISA. Réagit avec les échantillons de souris et détecte une protéine d'environ 39 kDa. Convient aux études sur l'immunité innée et la signalisation du LPS.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD14 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CD14
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	929
ID du gène (souris)	12475
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18 à 345 de CD14 de souris (NP_033971.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P10810
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace