


Anticorps Polyclonal Anti-Cd141/Thrombomoduline Pour Wb, Ihc-P, If/Icc Et Elisa - P07204

Numéro d'article: CM0029856



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la thrombomoduline validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le CD141/THBD humain, de souris et de rat ; régule la coagulation et l'inflammation. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et sur l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD141/Thrombomoduline pAb de lapin
Remarques/Alias	TM, THRM, AHUS6, BDCA3, CD141, BDCA-3, THPH12, CD141/Thrombomoduline
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7056
GeneID	7056
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-515 de la CD141/Thrombomoduline humaine (NP_000352.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07204
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace