


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd141/Thrombomoduline Pour Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P07204

Numéro d'article: CM0002353



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le CD141/Thrombomoduline (THBD) humain, validé pour IHC-P, IF/ICC, cytométrie en flux et ELISA. Convient pour la recherche en coagulation, inflammation et biologie des cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc lapin CD141/Thrombomoduline
Remarques/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12; CD141/Thrombomoduline
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7056
GeneID	7056
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-515 du CD141/Thrombomoduline humain (NP_000352.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07204
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace