


## Anti-Cd141/Thrombomoduline Rabbit Polymab® Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P07204

Numéro d'article: CM0006516



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité dirigé contre le CD141/Thrombomoduline humain. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Immunogène recombinant. Idéal pour la recherche sur la coagulation, l'inflammation et l'hémostase.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | CD141/Thrombomoduline Rabbit PolymAb®                                                                                                                               |
| Remarques/Alias      | TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12                                                                                                                       |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                              |
| GeneID (humain)      | 7056                                                                                                                                                                |
| Immunogène           | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-515 du CD141/Thrombomoduline humain. (NP_000352.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                               |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                               |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA                                                                                                                                        |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                                                              |
| SWISS                | P07204                                                                                                                                                              |
| Poids de la protéine | 60kDa                                                                                                                                                               |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                                        |