


Anticorps Monoclonal Anti-Cd142 (Facteur Tissulaire) Pour If/Icc, Fc - P13726

Numéro d'article: CM0011610



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD142/facteur tissulaire humain, validé pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Immunogène recombinant, avec réactivité croisée chez l'humain. Idéal pour la recherche sur l'hémostase et la coagulation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps de lapin anti-CD142 humain mAb
Remarques/Alias	TF ; TFA ; CD142
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	2152
ID du gène	2152
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-251 du CD142 humain (NP_001984.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13726
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac réfrigérant