

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd144 Pour Wb, Elisa - P55284

Numéro d'article: CM0023665



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CD144 de souris (VE-cadhérine), élevé contre une protéine recombinante. Validé pour les applications WB et ELISA. Idéal pour les études d'adhésion et de jonction des cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD144 Lapin pAb
Remarques/Alias	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad; CD144
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	1003
GeneID	12562
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 46-592 du CD144 de souris (NP_033998.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P55284
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace