

Anticorps Monoclonal Anti-Cd144/Ve Cadherin Pour Fc - P33151

Numéro d'article: CM0009513

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD144/VE-Cadherin humain. Convient pour la cytométrie en flux, réagit de manière croisée avec l'humain, poids de la protéine 88 kDa, immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD144/VE Cadherin mAb
Remarques/Alias	7B4; CD144
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	1003
GenelD	1003
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 48-593 du CD144/VE Cadherin humain (NP_001786.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P33151
Poids de la Protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace