

Anticorps Monoclonal Anti-Cd144/VE Cadherin Pour Fc - P33151

Numéro d'article: CM0003987

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD144/VE Cadherin humain, conjugué à l' pour la cytométrie en flux directe. Idéal pour l'immunophénotypage des cellules endothéliales et la recherche en biologie vasculaire, facilitant les études sur l'adhésion et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD144/VE Cadherin mAb
Remarques/Alias	7B4; CD144
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1003
ID de Gène	1003
Immunogène	Protéine recombinante/Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 48-593 du CD144/VE Cadherin humain (NP_001786.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P33151
Poids Protéique	88kDa
Expédition	Sac de glace