


Anticorps Polyclonal Anti-Cd146 Pour Wb, Elisa - P43121

Numéro d'article: CM0021329



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CD146 humain (MUC18) pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Pour l'étude de l'adhésion cellulaire, la métastase du mélanome et la biologie endothéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD146 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4162
Identifiant du gène	4162
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 546 et 645 du CD146 humain (NP_006491.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43121
Poids de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace