

Anticorps Polyclonal Anti-Cd146 Pour Wb, Elisa - Q8R2Y2

Numéro d'article: CM0019677

Introduction

Anticorps polyclonal anti-CD146 de lapin validé pour la WB et l'ELISA, réactif avec les échantillons humains et murins. Cible la molécule d'adhésion cellulaire MUC18, adaptée aux recherches sur le mélanome et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD146 pAb de lapin
Remarques/Alias	CD146 ; CD149 ; Muc18 ; s-endo ; 1-gicerin ; s-gicerin
Espèce	Souris
GeneID (humain)	4162
GeneID	84004
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-563 de CD146 de souris. (NP_075548.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q8R2Y2
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac réfrigérant