

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd146 Pour Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - Q8R2Y2

Numéro d'article: CM0004699

Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-CD146 à haute spécificité validé pour WB, IHC-P, FC, ELISA avec réactivité croisée Humain, Souris, Rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et le mélanome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CDmAb Lapin CD146
Remarques/Alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	4162
GenelD	84004
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 24-563 du CD146 de souris (NP_075548.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8R2Y2
Poids Protéique	71kDa
Expédition	Sac de glace