

Anticorps Monoclonal Anti-Cd146/Mcam Pour Wb, If/Icc, Elisa - P43121

Numéro d'article: CM0011459



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant haute performance ciblant le CD146/MCAM humain (P43121, 72kDa). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Joue un rôle dans l'adhésion cellulaire et les métastases tumorales, idéal pour la recherche sur le cancer et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin CD146/MCAM
Remarques/Alias	CD146 ; MUC18 ; HEMCAM ; METCAM ; MelCAM
Espèce	Humain
GeneID	4162
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-559 du CD146/MCAM humain (NP_006491.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43121
Poids moléculaire de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace