

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd146/Mcam Pour Wb, If/Icc, Elisa - P43121

Numéro d'article: CM0006916



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD146/MCAM humain (MUC18). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Immunogène : protéine recombinante (acides aminés 26-350). Soutient la recherche en biologie vasculaire et sur les métastases du mélanome. ~72 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD146/MCAM
Remarques/Alias	CD146 ; MUC18 ; HEMCAM ; METCAM ; MelCAM
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4162
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-350 du CD146/MCAM humain (NP_006491.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43121
Poids moléculaire de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace