

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd146/Mcam Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P43121

Numéro d'article: CM0007729



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin hautement spécifique ciblant le CD146/MCAM humain (P43121), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, la progression du mélanome et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD146/MCAM Rabbit mAb
Remarques/Alias	CD146 ; MUC18 ; HEMCAM ; METCAM ; MeICAM ; CD146/MCAM
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4162 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 547-646 du CD146/MCAM humain (P43121)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43121
Poids protéique	72 kDa
Expédition	Sac de glace