

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd146/Mcam Pour Wb, Ihc-P, If/Icc - P43121

Numéro d'article: CM0010982



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CD146/MCAM humain (alias MUC18, MelCAM), validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Immunogène recombinant, réactivité croisée humaine ; idéal pour les études sur la progression du mélanome et l'adhésion endothéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD146/MCAM
Remarques/Alias	CD146 ; MUC18 ; HEMCAM ; METCAM ; MelCAM
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4162
GeneID	4162
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24 à 559 de CD146/MCAM humain (NP_006491.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P43121
Poids moléculaire de la protéine	72 kDa
Expédition	Poche réfrigérante