

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd146/Mcam Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43121

Numéro d'article: CM0016237



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD146/MCAM humain pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Utile pour les études sur l'adhésion cellulaire et la métastase du mélanome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CD146/MCAM
Remarques/Alias	CD146 ; MUC18 ; HEMCAM ; METCAM ; MelCAM ; CD146/MCAM
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4162
ID du gène	4162
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-350 du CD146/MCAM humain (NP_006491.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43121
Poids moléculaire de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace