

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd147/Bsg Pour Wb Et Elisa - P35613

Numéro d'article: CM0006123



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre CD147/BSG (Basigin, EMMPRIN) humain pour Western blot et ELISA. Réagit croisée avec la souris ; soutient la recherche sur la progression tumorale, l'angiogenèse et les infections microbiennes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD147/BSG Rabbit mAb
Remarques / Alias	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; CD147/BSG
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	682
Identifiant du gène	682
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de CD147/BSG humain (P35613).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P35613
Poids de la protéine	19kDa/22kDa/29kDa/42kDa
Expédition	Sac de glace