

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd147/Bsg Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35613

Numéro d'article: CM0007067



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la protéine CD147/BSG humaine (épitope aa 286-385) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Convient pour les études en biologie du cancer, développement rétinien et interactions hôte-pathogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD147/BSG Rabbit mAb
Remarques / Alias	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; CD147/BSG
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	682
ID du gène	682
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P35613
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace