

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd147/Bsg Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35613

Numéro d'article: CM0016940



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD147/BSG humain (Basigin/EMMPRIN) pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Réagit de façon croisée avec la souris et le rat. Le CD147 intervient dans l'invasion tumorale, l'angiogenèse, la signalisation des cellules immunitaires et l'entrée des agents pathogènes. Convient pour la recherche IVD et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD147/BSG Rabbit pAb
Remarques/Alias	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; CD147/BSG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	682
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 286-385 du CD147/BSG humain (NP_001719.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35613
Poids moléculaire protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace