

Anticorps Monoclonal Anti-Cd150/Slam Pour Fc - Q9Qum4

Numéro d'article: CM0005180

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CD150/SLAM réactif à la souris, validé pour la cytométrie en flux. Cible la molécule d'activation des lymphocytes signaleurs de 38 kDa (SLAMF1) impliquée dans l'activation et la différenciation des cellules immunitaires. Idéal pour la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD150/SLAM Lapin mAb
Remarques/Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16; CD150/SLAM
Espèce	Souris
GeneID (humain)	6504
GeneID	27218
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-242 de la souris CD150/SLAM (NP_038758.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q9QUM4
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace