

Anticorps Monoclonal Anti-Cd150/Slam Pour Cytométrie En Flux - Q13291

Numéro d'article: CM0010925



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la CD150/SLAM (SLAMF1) humaine pour la cytométrie en flux. Reconnaît une molécule d'activation lymphocytaire de 37 kDa impliquée dans la régulation des cellules immunitaires. Réactivité croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD150/SLAM humain
Remarques/Alias	SLAM ; CD150 ; CDw150
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6504
ID de gène	6504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-237 de la CD150/SLAM humaine (NP_003028.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13291
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace