

Anticorps Polyclonal Anti-Cd150/Slam Pour Wb Et Elisa - Q13291

Numéro d'article: CM0022397



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CD150/SLAM humain (SLAMF1). Convient pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec les protéines humaine et murine. Le SLAM régule l'activation et la différenciation des cellules immunitaires, ainsi que l'entrée du virus de la rougeole.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin CD150/SLAM
Remarques/Alias	SLAM ; CD150 ; CDw150 ; CD150/SLAM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6504
GeneID	6504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-237 du CD150/SLAM humain (NP_003028.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13291
Poids moléculaire protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace