

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd151 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P48509

Numéro d'article: CM0024279

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CD151 humain (UniProt P48509), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les microdomaines enrichis en tétraparnines, l'adhésion cellulaire, la migration et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | CD151 pAb de lapin                                                                                                           |
| Remarques/Alias    | EBS7; GP27; MER2; RAPH; SFA1; PETA-3; TSPAN24; CD151                                                                         |
| Espèce             | Humain                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)    | 977                                                                                                                          |
| GeneID             | 977                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 113-221 du CD151 humain (NP_004348.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS              | P48509                                                                                                                       |
| Poids protéique    | 28kDa                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                 |