

Anticorps Polyclonal Anti-Cd152/Ctla-4 Pour Wb, Elisa - P16410

Numéro d'article: CM0013365



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CTLA-4 humain (CD152), validé pour la WB et l'ELISA, avec réaction croisée chez la souris et le rat. Détecte une bande d'environ 25 kDa ; idéal pour la recherche sur la co-inhibition des lymphocytes T et l'immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD152/CTLA-4 pAb de lapin
Remarques/Alias	CD, GSE, GRD4, ALP55, CD152, CTLA-4, IDDM12, CELIAC3, CD152/CTLA-4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1493
GeneID	1493
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 49 à 223 du CD152/CTLA-4 humain (NP_005205.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P16410
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace