

Anticorps Polyclonal Anti-Cd152/Ctla-4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P16410

Numéro d'article: CM0022324



Introduction

Détectez le CTLA-4 (CD152) humain avec cet anticorps polyclonal de lapin, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Immunogène recombinant ciblant le domaine extracellulaire, idéal pour les études sur les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD152/CTLA-4 pAb de lapin
Remarques/Alias	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3; CD152/CTLA-4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1493
GeneID	1493
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16410
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace