

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd152/Ctla-4 Pour Wb Et Elisa - P16410

Numéro d'article: CM0007331



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD152/CTLA-4 humain (CTLA4), adapté au Western blot et à l'ELISA. Immunogène : protéine recombinante. Réactivité croisée avec l'humain. Destiné à la recherche sur l'immunorégulation des lymphocytes T et les études des points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD152/CTLA-4
Remarques/Alias	CD ; GSE ; GRD4 ; ALPS5 ; CD152 ; CTLA-4 ; IDDM12 ; CELIAC3 ; CD152/CTLA-4
Espèce	Humaine
GeneID	1493
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-162 du CD152/CTLA-4 humain (NP_005205.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P16410
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace