

Anticorps Monoclonal Anti-Cd153 Pour Cytométrie En Flux - P32971

Numéro d'article: CM0004869

Introduction

Anticorps monoclonal humain CD153 (CD30L) conjugué à l', validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la prolifération des lymphocytes T et des voies de signalisation CD30/CD30L.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD153
Remarques / Alias	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	944
GenelD	944
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 63 à 234 de la protéine humaine CD153 (NP_001235.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32971
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace