


Anti-Cd155 (Pvr/Necl-5) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb Et Elisa - P15151

Numéro d'article: CM0018844



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-CD155 validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît le récepteur du poliovirus humain (PVR/NECL-5) impliqué dans l'adhésion des cellules NK, l'invasion tumorale et l'entrée virale. Isoformes multiples ~39-45 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD155 pAb de Lapin
Remarques/Alias	PVR ; CD155 ; HVED ; NECL5 ; Necl-5 ; PVS ; TAGE4 ; récepteur du poliovirus
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5817
ID du gène	5817
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15151
Poids moléculaire de la protéine	39kDa/40kDa/42kDa/45kDa
Expédition	Sac de glace