


Anticorps Monoclonal Anti-Cd155/Pvr Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15151

Numéro d'article: CM0005081



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin CD155/PVR validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec le CD155/PVR humain, une molécule d'adhésion des cellules NK et récepteur du poliovirus, impliqué dans l'échappement immunitaire tumoral. Idéal pour la recherche en cancérologie et immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD155/PVR Lapin mAb
Remarques/Alias	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Nect-5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5817
GeneID	5817
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-343 du CD155/PVR humain (NP_006496.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P15151
Poids Protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace