


Anticorps Polyclonal Anti-Cd155/Pvr Pour Wb, Elisa - P15151

Numéro d'article: CM0027506



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD155/PVR humain pour Western Blot (WB) et ELISA. Réactivité croisée validée avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'adhésion des cellules NK, l'immunologie tumorale et la virologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD155/PVR Rabbit pAb
Remarques / Alias	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5; CD155/PVR
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5817
Identifiant du gène	5817
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-345 du CD155/PVR humain (NP_006496.4)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P15151
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace