


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd155/Pvr Pour Wb, Elisa - P15151

Numéro d'article: CM0010490



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine CD155/PVR (Récepteur du poliovirus), validé pour Western blot et ELISA. Adapté pour la recherche sur la biologie des cellules NK, l'immunologie tumorale et les mécanismes d'infection virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD155/PVR Rabbit mAb
Remarques / Alias	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5; CD155/PVR
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5817
ID du gène	5817
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 de la protéine humaine CD155/PVR (P15151).)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15151
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace