


Anticorps Monoclonal Anti-Cd157/Bst-1 Pour Cytométrie En Flux - Q10588

Numéro d'article: CM0005532



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain CD157/BST-1 conjugué pour cytométrie en flux. Cible CD157/BST-1, une enzyme ancrée par GPI impliquée dans la signalisation de l'ADP-ribose cyclique. Convient à l'immunophénotypage d'échantillons humains et aux études fonctionnelles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD157/BST-1 mAb
Remarques/Alias	CD157; cADPR2; BST1
Espèce	Humain
ID de Gène	683
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-292 du CD157/BST-1 humain (NP_004325.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q10588
Poids Protéique	36kDa/29kDa
Expédition	Sac de glace