

Anticorps Monoclonal Anti-Cd158A/Kir2DL1 Pour La Cytométrie En Flux - P43626

Numéro d'article: CM0004705



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD158a/KIR2DL1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur inhibiteur des cellules NK interagissant avec les allèles HLA-C. PM : 38/41 kDa. SWISS : P43626.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD158a/KIR2DL1 mAb
Remarques/Alias	NKAT ; NKAT1 ; p58.1 ; CD158A ; KIR221 ; NKAT-1 ; KIR-K64 ; KIR2DL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3802
Immunogène	Protéine recombinante/Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-245 du CD158a/KIR2DL1 humain (NP_055033.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43626
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa/41 kDa
Expédition	Sac de glace