

Anticorps Monoclonal Biotinylé Anti-Cd16 Pour Fc - P08637 / O75015

Numéro d'article: CM0010040



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin biotinylé dirigé contre le CD16 humain et de macaque cynomolgus (FCGR3A/FCGR3B), validé pour la cytométrie en flux. Convient à la recherche sur l'ADCC et les cellules NK. Cible P08637/O75015.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin biotinylé anti-CD16 humain/singe
Remarques/Alias	CD16 ; FCG3 ; CD16A ; FCGR3 ; IGFR3 ; IMD20 ; FCR-10 ; FCR11 ; CD16-II ; FCGR11 ; FCR11A ; FcGR11A
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	2214/2215
ID du gène	2214/2215
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-208 du CD16 humain (P08637/O75015)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, macaque cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Poids de la protéine	29 KDa/26 KDa
Expédition	Sac de glace