

Anticorps Monoclonal Anti-Cd16 Pour Cytométrie En Flux - P08637 / O75015

Numéro d'article: CM0007748



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-CD16 validé pour la cytométrie en flux (FC) sur échantillons humains et de macaque crabier. Cible FCGR3A/FCGR3B (CD16a/CD16b) pour la recherche sur l'ADCC, les cellules NK et l'immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain/Singe CD16 mAb
Remarques/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2214/2215
GeneID	2214/2215
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-208 de FCGR3A/FCGR3B humain (P08637/O75015)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Macaque crabier
SWISS	P08637/O75015
Poids Protéique	29KDa/26KDa
Expédition	Sac de glace