

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd16 Pour Wb, Elisa - P08637 / O75015

Numéro d'article: CM0005111



Introduction

Un anticorps monoclonal de lapin reconnaissant le CD16 humain (FcγRIIIA), avec réactivité croisée avec la souris, validé pour les applications WB et ELISA, idéal pour les études de cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) et de la fonction immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD16 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2214/2215
Identifiant du gène	2214/2215
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 208 du CD16 humain. (P08637).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P08637/O75015
Poids de la protéine	29KDa/26KDa
Expédition	Sac isotherme