

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd16 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08637/O75015

Numéro d'article: CM0007702



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité dirigé contre le CD16 humain (FCGR3A/FCGR3B), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, le rat et le macaque cynomolgus. Idéal pour la recherche sur l'ADCC et les cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb CD16 de lapin
Remarques / Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2214/2215
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-208 de la CD16b humaine (NP_000561.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat, Macaque cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Poids de la protéine	29 kDa/26 kDa
Expédition	Sac de glace