

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd161 Pour Wb, If-P, Fc, Elisa - Q12918

Numéro d'article: CM0006314



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD161 humain (KLRB1). Validé pour WB, IF-P, FC, ELISA. Détecte une protéine de 25 kDa. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les cellules NK et l'immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD161 Rabbit mAb
Remarques / Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRP1A; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Espèce	Humain
GeneID	3820
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67-225 du CD161 humain (NP_002249.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12918
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace