

Anticorps Monoclonal Anti-Cd162/PSgl-1 Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q14242

Numéro d'article: CM0010780



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD162/PSGL-1 validé pour WB, IF/ICC, FC et ELISA chez l'humain. La cible est un ligand des sélectines impliqué dans le roulement des leucocytes et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD162/PSGL-1
Remarques/Alias	CLA ; CD162 ; PSGL1 ; PSGL-1 ; CD162/PSGL-1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6404
GeneID	6404
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q14242
Poids de la protéine	43 kDa/45 kDa
Expédition	Poche de glace