

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd162/Psgl-1 Pour If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - Q3Ta56

Numéro d'article: CM0011277

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la souris CD162/PSGL-1 (SWISS Q3TA56). Validé pour les applications IF-P, IHC-P, FC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD162/PSGL-1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CD162 ; Psgl1 ; Selp1 ; Selpl ; Psgl-1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6404
GeneID	20345
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-320 de la souris CD162/PSGL-1 (NP_033177.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q3TA56
Poids protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace