

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd162/PSgl-1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14242

Numéro d'article: CM0007644



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD162/PSGL-1 humain, un ligand glycoprotéique de la P-sélectine 1. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Convient aux études sur l'inflammation et l'adhésion des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD162/PSGL-1 Lapin mAb
Remarques/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
Espèce	humain
GeneID (humain)	6404
GeneID	6404
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-295 du CD162/PSGL-1 humain (NP_002997.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14242
Poids moléculaire	43KDa/44KDa
Expédition	Sac de glace