

Anticorps Monoclonal Rabbit Polymab® Anti-Cd162/Psgl-1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14242 / Q3Ta56

Numéro d'article: CM0008081



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD162/PSGL-1 humain/souris, validé pour les applications WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Détecte le PSGL-1 humain, souris et rat, un médiateur clé du roulement des leucocytes dans l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD162/PSGL-1 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
Espèce	Humain/Souris
ID de gène (Humain)	6404
ID de gène	6404/20345
Immunogène	Protéine recombinante de CD162/PSGL-1 humain/souris.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14242/Q3TA56
Poids moléculaire	43kDa/42kDa
Expédition	Sac de glace