


Anticorps Polyclonal Anti-Cd163 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Vb7

Numéro d'article: CM0026152



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD163 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le CD163 endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Cible le récepteur éboueur de l'hémoglobine de 125 kDa. Idéal pour la recherche sur les macrophages et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD163 Rabbit pAb
Remarques/Alias	M130 ; MM130 ; SCAR11 ; CD163
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9332
GeneID	9332
Immunogène	Peptide synthétique/Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 750 et 1050 du CD163 humain (NP_004235.4 ?).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86VB7
Poids protéique	125 kDa
Expédition	Glacière