


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd163 Pour Wb, If-P, Elisa - Q86Vb7

Numéro d'article: CM0007185



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le CD163 humain (M130, récepteur hémoglobine scavenger) validé pour le Western blot (WB), l'immunofluorescence sur coupes de paraffine (IF-P) et l'ELISA. Idéal pour l'étude de l'activation des macrophages et des pathologies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CD163 Rabbit mAb
Remarques / Alias	M130, MM130, SCAR11, CD163
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9332
GeneID	9332
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 861 et 961 du CD163 humain (NP_004235.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q86VB7
Poids de la protéine	125 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace