


Polymab® De Lapin Anti-CD163 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86Vb7 / Q2Vlh6

Numéro d'article: CM0004316



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant CD163 (M130), validé pour WB, IHC-P, IF-P, ELISA dans des échantillons humains, murins, de rat et de singe cynomolgus. Idéal pour la recherche sur les macrophages et l'inflammation, détectant une protéine d'environ 121-125 kDa.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	PolymAb® de lapin anti-CD163
Remarques/Alias	M130 ; MM130 ; SCAR11 ; CD163v2 ; CD163v3
Espèce	Humain/Souris
GeneID (Humain)	9332
GeneID	9332/93671
Immunogène	Protéine recombinante de CD163 humain/murin.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe cynomolgus
SWISS	Q86VB7/Q2VLH6
Poids moléculaire	121 kDa/125 kDa
Expédition	Sac de glace