


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd163L1 Pour Wb, Elisa - Q9Nr16

Numéro d'article: CM0015907



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD163L1 (M160) humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et le rat. Idéal pour les études sur la fonction des récepteurs d'épuration et la biologie des macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD163L1 Lapin pAb
Remarques/Alias	WC1; M160; STAR; CD163B; SCAR12; CD163L1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	283316
GeneID	283316
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-550 du CD163L1 humain (NP_777601.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q9NR16
Poids moléculaire	159kDa
Expédition	Sac de glace