


Anticorps Monoclonal Anti-Cd166/Alcam () Pour Cytométrie En Flux - Q13740

Numéro d'article: CM0012306



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-humain CD166/ALCAM (clone :) pour cytométrie en flux. Reconnaît CD166 (ALCAM), une molécule d'adhésion cellulaire de la superfamille des immunoglobulines impliquée dans l'activation des lymphocytes T et l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD166/ALCAM
Remarques/Alias	MEMD ; CD166
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	214
GeneID	214
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-526 de CD166/ALCAM humain (NP_001618.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13740
Poids moléculaire protéique	65 kDa
Expédition	Sac de glace